

**Yes, you can.®**Invacare SA  
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.invacare.be**Invacare® Rea® Azalea Max**

Voiturette modulaire (roues 16"/22"/24")



Dossier réglable en tension, assise préformée et inclinaison de dossier et d'assise incl, repose-jambes confort, palettes réglables en angle et largeur d'assise plus de 52cm

Garantie: générale: 2 ans; châssis : 3 ans  
Poids max. de l'utilisateur: 180 kg






Date :

Référence :

Revendeur :

 Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases     Option standard     Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
BSA0010	<input checked="" type="checkbox"/>	Invacare® Rea® Azalea Max		<b>2.912,52</b>
BQA8000	<input type="checkbox"/>	Construction spéciale		<b>2.912,52</b>
<b>TYPE DE PROPULSION</b>				
BSA0020	<input checked="" type="checkbox"/>	Avec roues transit 16" et freins à tambour	0100, 0514, 0516, 0522, 0540, 0545, 0550, 0561	700,00
BSA0030	<input type="checkbox"/>	Avec roues 24"/ 22" à cerceaux et avec freins à pousser	0080, 0512, 0524, 0545	
BSA0040	<input type="checkbox"/>	Avec roues 24"/ 22" à cerceaux et avec freins à tambour	0080, 0512, 0522	700,00
<b>DIMENSIONS</b>				
<b>LARGEUR D'ASSISE</b>				
BSA0050	<input checked="" type="checkbox"/>	550 mm		
BSA0060	<input type="checkbox"/>	600 mm		<b>1.275,39</b>
<b>PRE-REGLABLE EN LARGEUR DE L'ASSISE</b>				
BSA0070	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise + 50 mm à la livraison de la chaise		
BSA0080	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise + 100 mm à la livraison de la chaise (seulement avec roues 16")	0100; 0561	
BSA0085	<input checked="" type="checkbox"/>	Sans élargissement de l'assise		
<b>PROFONDEUR D'ASSISE</b>				
BSA0090	<input checked="" type="checkbox"/>	530 - 600 mm		
<b>HAUTEUR D'ASSISE</b>				
BSA0100	<input type="checkbox"/>	400 mm	0290, 0495, 0512, 0516	
BSA0110	<input checked="" type="checkbox"/>	450 mm	514	
<b>ASSISE</b>				
BSA0120	<input checked="" type="checkbox"/>	Réglable en profondeur		
BSA0130	<input checked="" type="checkbox"/>	Coussin d'assise Max		
BSA0135	<input type="checkbox"/>	Sans coussin d'assise		
BSA0145	<input type="checkbox"/>	Revêtement en péluce		
BSA0155	<input checked="" type="checkbox"/>	Gris imperméable		
<b>DOSSIER</b>				
BSA0160	<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension, largeur, profondeur et angle		
BSA0170	<input checked="" type="checkbox"/>	Housse latérale		
BSA0180	<input type="checkbox"/>	Dossier Laguna		
BSA0190	<input type="checkbox"/>	Sans dossier		
BSA0205	<input type="checkbox"/>	Revêtement en péluce		
BSA0215	<input checked="" type="checkbox"/>	Gris imperméable		
BSA0220	<input checked="" type="checkbox"/>	Poignées de poussée avec barre		
BSA0230	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée élevée		120,00
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>				
<b>INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER</b>				
BSA0240	<input checked="" type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise et de dossier à vérin pour tierce personne		
BSA0250	<input type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise et de dossier électronique		1.275,00
BSA0605	<input checked="" type="checkbox"/>	Blocage de l'inclinaison d'assise pré-réglée		
<b>REPOSE-JAMBES / REPOSE-PIEDS / PALETTES</b>				
BSA0260	<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-jambes de confort, paire		

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
BSA0270	<input type="checkbox"/>	Sans repose-jambes	0291; 0292; 0293		
<b>PALETTES</b>					
BSA0280	◆	Palette réglable en angle et en profondeur avec tube court et sangle de tallon, paire			
BSA0290	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en angle et en profondeur avec tube long et sangle de tallon, paire			
<b>AUTRES OPTIONS</b>					
BSA0291	<input type="checkbox"/>	Support amputé gauche		137,50	
BSA0292	<input type="checkbox"/>	Support amputé droite		137,50	
BSA0293	<input type="checkbox"/>	Sangle de tallon			
<b>ACCOUDOIRS</b>					
<b>GAUCHE</b>					
BSA0300	<input type="checkbox"/>	Réglable en hauteur, accoudoir renforcé, gauche			
BSA0305	◆	Accoudoir bas, réglable en hauteur, gauche, ducktail (autolock incl.)			
BSA0310	<input type="checkbox"/>	Sans accoudoir gauche			
<b>DROITE</b>					
BSA0320	<input type="checkbox"/>	Réglable en hauteur, accoudoir renforcé, droite			
BSA0325	◆	Accoudoir bas, réglable en hauteur, droite, ducktail (autolock incl.)			
BSA0330	<input type="checkbox"/>	Sans accoudoir droite			
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>					
BSA0340	<input type="checkbox"/>	Housse pour protège-vêtements		55,00	
BSA0350	<input type="checkbox"/>	Coussin pour dans la housse (pour protège-vêtements)		22,00	
BSA0360	<input type="checkbox"/>	Housse d'incontinence		49,50	
BSA0365	<input type="checkbox"/>	Inclinomètre pour inclinaison de dossier		44,00	
BSA0370	<input type="checkbox"/>	Support-tête, réglable latéralement	0400; 0410	<b>223,75</b>	
BSA0380	<input type="checkbox"/>	Housse pour support-tête		49,50	
BSA0390	<input type="checkbox"/>	Support-tête avec support des joues, réglable latéralement	0400; 0410	<b>223,75</b>	
BSA0400	<input type="checkbox"/>	Support-nuque		<b>223,75</b>	
BSA0411	<input type="checkbox"/>	Pelote latérale avec bras standard fixe (gauche)		88,00	
BSA0412	<input type="checkbox"/>	Pelote latérale avec bras standard fixe (droite)		88,00	
BSA0413	<input type="checkbox"/>	Pelote latérale multi-réglable, bras standard fixe (gauche)		<b>120,83</b>	
BSA0414	<input type="checkbox"/>	Pelote latérale multi-réglable, bras standard fixe (droite)		<b>120,83</b>	
BSA0440	<input type="checkbox"/>	Cales (paire)		25,00	
<b>COULEUR DE CHÂSSIS</b>					
BSA0441	◆	PEARL GREY			
BSA0442	<input type="checkbox"/>	AZURITE			
BSA0443	<input type="checkbox"/>	SAND			
BSA0444	<input type="checkbox"/>	ELECTRIC GREEN			
BSA0445	<input type="checkbox"/>	HAPPY RED			
					0442 0441 0443 0444 0445
<b>OPTIONS CHÂSSIS</b>					
BSA0450	<input type="checkbox"/>	Rallonge-châssis, pour rallonger les roues avant de 50 mm vers l'avant		85,00	
BSA0460	◆	Fixation roues avant fixe			
<b>ROUES AVANT</b>					
BSA0480	<input type="checkbox"/>	140x45 molles, noirs			
BSA0495	◆	200x45 pleins, noirs			
<b>ROUES ARRIÈRE</b>					
<b>TAILLE</b>					
BSA0512	<input type="checkbox"/>	16"; fixe	0722, 0724, 0745, 0785, 0790, 0800, 0810, 0850, 0863, 0867		
BSA0514	<input type="checkbox"/>	22"; QR	800		
BSA0516	◆	24"; QR			
<b>TYPE ROUES</b>					
BSA0522	<input type="checkbox"/>	Renforcée HD	(NC: 0755, 0800, 0810)		
BSA0524	<input type="checkbox"/>	Frein tambour			
BSA0535	◆	Pneus arrière, pleins, noirs			
<b>CERCEAUX</b>					
BSA0540	<input type="checkbox"/>	Cerceaux en alu			
BSA0545	<input type="checkbox"/>	Enduit en plastique		<b>111,88</b>	
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>					
BSA0560	◆	Freins à pousser pour l'utilisateur			
BSA0561	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser pour l'utilisateur avec levier rallongé		22,00	
BSA0570	<input type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité		<b>44,75</b>	
BSA0595	<input type="checkbox"/>	Crochets de transport avant		22,00	
BSA0600	<input type="checkbox"/>	Tablette avec pads pour les coudes	0930	<b>238,67</b>	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
CONSTRUCTIONS SPECIALES					
BSA8010	<input type="checkbox"/>	Commentaire sur la construction spéciale			