



Yes, you can:

Invacare SA

Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.invacare.be

**Invacare® Bodypoint®**

Accessoires de positionnement pour fauteuils roulants :

- Ceintures 2 points et 4 points
- Harnais Statique et Dynamique
- Maintiens de cheville

OBLIGATOIRE : Les produits Bodypoint doivent obligatoirement être commandés avec un fauteuil ou

Date :

Référence :

Revendeur :

## GUIDE DE CHOIX des ceintures

### Décomposition des références de ceintures Bodypoint

Type de ceinture	
HB	Ceinture pelvienne
EB	Ceinture Evoflex
LB	Ceinture compatible Sub ASIS
NB	Ceinture non-matelassée
GB	Ceinture Essentials



HB : Ceinture pelvienne



LB : Ceinture compatible Sub ASIS



EB : Ceinture Evoflex



NB : Ceinture non-matelassée

Points de fixations	
2	2 points
4	4 points



2 : 2 points

4 : 4 points

Type de boucle	
0	Bouton à pousser
1	Clip
2	Rehab Latch
3	Mini bouton à pousser
7	Boucle Swivel
8	Boucle DuraLatch



Système de tension	
5	Center Pull
6	Dual Pull
9	Rear Pull



Largeur de ceinture (lanière)	
S	25 mm
M	38 mm
L	50 mm

Largeur de ceinture



Longueur de matelassage

Longueur de matelassage	
32 cm ou 36 cm ou 38 cm	
40 cm ou 46 cm	
40 cm ou 46 cm	

Fixations	
-B1	Flat Mount
-B2	Cinch Mount



-B1 : Flat-Mount



-B2 : Cinch-Mount

**ex: HB 2 0 5 - M 46 - B1**

Ceinture pelvienne - 2 points - Bouton à pousser - Center Pull - Largeur de lanière M (38 mm) - Longueur de matelassage de 46 cm - Fixations Flat Mount



### CEINTURES EVOFLEX & 2 POINTS

						
		CLIP	BOUCLE SWIVEL	REHAB LATCH	BOUTON A POUSSER	Fixations
Type de ceintures	Taille	Prix public €, TVA de 6% incluse	Prix public €, TVA de 6% incluse	Prix public €, TVA de 6% incluse	Prix public €, TVA de 6% incluse	
<b>CEINTURE EVOFLEX</b>			205,00	205,00	205,00	
Center Pull 	S38		EB275-S38		EB235-S38	
	M46		EB275-M46	EB225-M46	EB205-M46	
	L62			EB225-L62	EB205-L62	
<b>CEINTURE EVOFLEX avec extension</b>			205,00	205,00	205,00	
Center Pull 	S38		EB275-S38-EBE		EB235-S38-EBE	
	M46		EB275-M46-EBE	EB225-M46-EBE	EB205-M46-EBE	
	L62			EB225-L62-EBE	EB205-L62-EBE	
<b>CEINTURE 2 POINTS</b>		205,00	205,00	205,00	205,00	
Center Pull 	S32	HB215-S32	HB275-S32		HB235-S32	<b>-B1</b>
	S38	HB215-S38	HB275-S38		HB235-S38	
	M36	HB215-M36	HB275-M36	HB225-M36	HB205-M36	
	M46	HB215-M46	HB275-M46	HB225-M46	HB205-M46	
	L62	HB215-L62		HB225-L62	HB205-L62	
	L82				HB205-L82	
	L92				HB205-L92	
<b>CEINTURE 2 POINTS</b>		205,00				
Dual Pull 	S32	HB216-S32				<b>-B1</b>
	S38	HB216-S38				
	M36	HB216-M36				
	M46	HB216-M46				
	L62	HB216-L62				
<b>CEINTURE 2 POINTS</b>		205,00		205,00	205,00	
Rear Pull 	S38	HB219-S38			HB239-S38	<b>-B1</b>
	M40	HB219-M40		HB229-M40	HB209-M40	
	M46	HB219-M46		HB229-M46	HB209-M46	
<b>CEINTURE 2 POINTS compatible sub-ASIS</b>				205,00	205,00	
Center Pull 	S38				LB235-S38	<b>-B1</b>
	M46			LB225-M46	LB205-M46	
	L62			LB225-L62	LB205-L62	
<b>CEINTURE 2 POINTS compatible sub-ASIS</b>				205,00	205,00	
Rear Pull	M46			LB229-M46	LB209-M46	<b>-B1</b>

### CEINTURES 2 POINTS NON MATELASSÉES

						
		CLIP	BOUCLE SWIVEL	REHAB LATCH	BOUTON A POUSSER	Fixations
Type de ceintures	Taille	Prix public €, TVA de 6% incluse	Prix public €, TVA de 6% incluse	Prix public €, TVA de 6% incluse	Prix public €, TVA de 6% incluse	
<b>CEINTURE 2 POINTS</b>		125,00		125,00	125,00	
Center Pull 	S	NB215S				<b>-B1</b>
	M	NB215M		NB225M	NB205M	
	L	NB215L		NB225L	NB205L	
<b>CEINTURE 2 POINTS avec extension</b>					150,00	
Center Pull 	L-ext.				NB205L-EXT	<b>-B1</b>
<b>QUAD BELT</b>				205,00		
Center Pull 	Toutes tailles			NB225L-T		<b>-B1</b>

SUPPLEMENT POUR CINCH-MOUNT

-B2 Ceinture 2 points



### CEINTURES 4 POINTS

						
		CLIP	BOUCLE SWIVEL	REHAB LATCH	BOUTON A POUSSER	Fixations
Type de ceintures	Taille	Prix public €, TVA de 6% incluse	Prix public €, TVA de 6% incluse	Prix public €, TVA de 6% incluse	Prix public €, TVA de 6% incluse	
<b>CEINTURE 4 POINTS</b>		<b>205,00</b>	<b>205,00</b>	<b>205,00</b>	<b>205,00</b>	
Center Pull 	S32	HB415-S32			HB435-S32	<b>-B1</b>
	S38	HB415-S38	HB475-S38		HB435-S38	
	M36	HB415-M36		HB425-M36	HB405-M36	
	M46	HB415-M46	HB475-M46	HB425-M46	HB405-M46	
	L62	HB415-L62		HB425-L62	HB405-L62	
<b>CEINTURE 4 POINTS</b>		<b>205,00</b>				
Dual Pull 	S32	HB416-S32				<b>-B1</b>
	S38	HB416-S38				
	M36	HB416-M36				
	M46	HB416-M46				
	L62	HB416-L62				
<b>CEINTURE 4 POINTS</b>		<b>205,00</b>	<b>205,00</b>	<b>205,00</b>	<b>205,00</b>	
Rear Pull 	S38	HB419-S38			HB439-S38	<b>-B1</b>
	M40	HB419-M40		HB429-M40	HB409-M40	
	M46	HB419-M46		HB429-M46	HB409-M46	
<b>CEINTURE 4 points compatible sub-ASIS</b>				<b>205,00</b>	<b>205,00</b>	
Center Pull 	S38				LB435-S38	<b>-B1</b>
	M46			LB425-M46	LB405-M46	
	L62			LB425-L62	LB405-L62	
<b>CEINTURE 4 points compatible sub-ASIS</b>		<b>205,00</b>				
Dual Pull 	S38	LB416-S38				
<b>CEINTURE 4 points compatible sub-ASIS</b>				<b>205,00</b>	<b>205,00</b>	
Rear Pull	M46			LB429-M46	LB409-M46	<b>-B1</b>

SUPPLEMENT POUR CINCH-MOUNT  
-B2 Ceinture 4 points



SUB ASIS PADS - La paire		
Code	Longueur	Prix public
PD401-2	115 mm	150,00
PD402-2	100 mm	150,00



### CEINTURES ESSENTIALS

				
		CLIP	BOUCLE DURALATCH	Fixations
Type de ceintures	Taille	Prix public €, TVA de 6% incluse	Prix public €, TVA de 6% incluse	
<b>CEINTURE 2 POINTS</b>		<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	
Center Pull 	S38	GB215-S38	GB285-S38	<b>-B5</b>
	M36	GB215-M36	GB285-M36	
	M46	GB215-M46	GB285-M46	
	L62	GB215-L62	GB285-L62	
<b>CEINTURE 4 POINTS</b>		<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	
Center Pull 	S38	GB415-S38	GB485-S38	<b>-B5</b>
	M36	GB415-M36	GB485-M36	
	M46	GB415-M46	GB485-M46	
	L62	GB415-L62	GB485-L62	

## HARNAIS PIVOTFIT, TRIMLINE & STAYFLEX

### Harnais Pivotfit & Trimline

Taille	Pivotfit Standard	Pivotfit Dynamique	Trimline	Essentials H
XXS	SH290XXS	SH295XXS		
XS	SH290XS	SH295XS		
S	SH290S	SH295S	SH235S	SH224S
M	SH290M	SH295M	SH235M	SH224M
L	SH290L	SH295L	SH235L	SH224L
XL	SH290XL	SH295XL		SH224XL
	<b>Prix public</b>	<b>Prix public</b>	<b>Prix public</b>	<b>Prix public</b>
-B5	230,00	230,00	230,00	230,00
-B6	230,00	230,00	230,00	



Harnais Pivotfit



Harnais Trimline



Harnais Essentials H

### Harnais Stayflex

Taille	Stayflex Standard		Stayflex Étroit	
	Sans zip	Avec zip	Sans zip	Avec zip
S	SH351S	SH350S		
M	SH351M	SH350M	SH361M	SH360M
L	SH351L	SH350L	SH361L	SH360L
XL	SH351XL	SH350XL	SH361XL	SH360XL
	<b>Prix public</b>	<b>Prix public</b>	<b>Prix public</b>	<b>Prix public</b>
-B5	230,00	230,00	230,00	230,00
-B6	230,00	230,00	230,00	230,00

Harnais Stayflex, Standard, avec zip



Harnais Stayflex, étroit, sans zip



### Accessoires harnais

Description	Référence	Longueur	Prix public
Guide-lanière de harnais	HW100-200-2	Long : 200 mm	80,00
Guide-lanière de harnais	HW100-150-2	Court : 150 mm	80,00
Plaque de montage latérale	HW105L-1	Large : 200 mm	65,00
Plaque de montage latérale	HW105S-1	Étroit : 150 mm	65,00



HW100



HW105

## HARNAIS DE TRONC MONOFLEX

### Support de tronc Monoflex

Taille	Monoflex	
	Une pièce, ouverture latérale	Deux pièces, ouverture centrale
XS	SH120XS	SH122XS
S	SH120S	SH122S
M	SH120M	SH122M
L	SH120L	SH122L
XL	SH120XL	SH122XL
	<b>Prix public</b>	<b>Prix public</b>
Flat-Mount	-B1	205,00
Cinch-Mount	-B2	205,00
	-B3	205,00



Monoflex, une pièce, ouverture latérale



Monoflex, deux pièces, ouverture centrale

## HARNAIS DE TRONC - CEINTURE PECTORALE (taille unique)

### Ceinture pectorale

Fixations	SH102		SH102P	
	Non matelassée		Non matelassée, avec bande matelassée	
		<b>Prix public</b>		<b>Prix public</b>
Flat-Mount	-B1	115,00		115,00
Cinch-Mount	-B2	115,00		115,00



Ceinture pectorale non matelassée



Ceinture pectorale non matelassée, avec bande matelassée

SUPPORT MEMBRES INFÉRIEURS

Ankle Huggers

Taille	Ankle Huggers
XS	FT240XS
S	FT240S
M	FT240M
L	FT240L
XL	FT240XL
<b>Prix public</b>	
<b>205,00</b>	



Fixations de palettes de pieds incluses

Sangles d'orteil

Sangle d'orteil, la paire	FT221	<b>Prix public</b>
		<b>60,00</b>



Sangle d'orteil

Sangles appui-mollets Aeromesh

Taille	Sangle Aeromesh 2 points	Bandeau Aeromesh 4 points
S	SP102S	SP103S
M	SP102M	SP103M
L	SP102L	SP103L
<b>Prix public</b>		<b>Prix public</b>
<b>180,00</b>		<b>180,00</b>



Sangle appui-mollets Aeromesh 2 points



Sangle appui-mollets Aeromesh 4 points

Harnais de jambes

Taille	Harnais de jambes
S	LH600S
M	LH600M
L	LH600L
<b>Prix public</b>	
-B1	<b>205,00</b>
-B2	<b>205,00</b>



Harnais de jambes

Ceinture élastique universelle

	Ceinture élastique universelle	Extension de ceinture
Largeur (cm)	Longueur utile : 148 cm	Longueur utile : 72,5 cm
8 cm	SP110S	SP111S
11 cm	SP110L	SP111L
15 cm	SP110XL	SP111XL
<b>Prix public</b>		<b>Prix public</b>
<b>115,00</b>		<b>95,00</b>



Ceinture élastique universelle



Extension de ceinture

Sac Mobility Bag

SP001	<b>Prix public</b>
<b>150,00</b>	



COMMANDES POUR FAUTEUILS ROULANTS ÉLECTRIQUES

Embouts de joystick

Désignation	Champignon strié	Manette en U	Manette en U	Dôme en caoutchouc	Droite
Référence	PC110A PC110B	PC101A PC101B	PC102A PC102B	PC107A PC107B	PC104A PC104B
Diamètre / Largeur	Ø 42 mm	76 mm	100 mm	Ø 66 mm	Ø 13 mm
Hauteur	60 mm	42 mm	42 mm	25 mm	152 mm
<b>Prix public</b>		<b>Prix public</b>	<b>Prix public</b>	<b>Prix public</b>	<b>Prix public</b>
<b>130,00</b>		<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>

Références en A : compatibles avec les manipulateurs Invacare, diamètre de tige de 4,8 mm

Références en B : compatibles avec les manipulateurs dont la tige a un diamètre de 6,4 mm



Champignon strié



Manette en U



Manette en U



Dôme en caoutchouc



Droite

## CONDUITE SIMPLIFIÉE - SYSTÈME TRI-LOCK MIDLINE

### 1. Tige de rotation Tri-Lock

Tige de rotation TRILOCK  
PC024  
Prix public  
750,00



### 2. Types de bras midline

Désignation	Bras en J	Bras en L	Bras droit
Référence	PC031	PC032	PC033
	Prix public 150,00	Prix public 150,00	Prix public 150,00



Bras en J



Bras en L



Bras droit

### 3. Adaptateurs de montage du joystick

Référence	PC042	PC045	PC046	PC047
Pour...	MK6i, MPJ+	PGDT Pilot+	MK5, MPJ, Q-Logic	Joystick Compact
	Prix public 150,00	Prix public 150,00	Prix public 150,00	Prix public 150,00



PC042



PC045



PC046



PC047

### 4. Élément de fixation à l'accouoir

Référence	PC010	PC011	FA171
Fixation	Sur rail	Sur tube	Levier de libération rapide
	Prix public 150,00	Prix public 150,00	Prix public 150,00



PC010



PC011



FA171

### KITS DE MONTAGE DE JOYSTICK MIDLINE

KIT	Incluant : 1 tige de rotation Tri-Lock™, bras Midline au choix, adaptateur de montage et élément de fixation à l'accouoir.	Prix public 1000,00
-----	--	------------------------

Type de bras Midline	Élément de fixation à l'accouoir	Adaptateur de montage du joystick			
		PC042	PC045	PC046	PC047
En J	Fixation sur rail	PC202-10J	PC205-10J	PC206-10J	PC207-10J
	Fixation sur tube	PC202-11J	PC205-11J	PC206-11J	PC207-11J
En L	Fixation sur rail	PC202-10L	PC205-10L	PC206-10L	PC207-10L
	Fixation sur tube	PC202-11L	PC205-11L	PC206-11L	PC207-11L
Droit	Fixation sur rail	PC202-10S	PC205-10S	PC206-10S	PC207-10S
	Fixation sur tube	PC202-11S	PC205-11S	PC206-11S	PC207-11S

## UNIVERS DU BAIN

### Sangles de toilette Aeromesh

Désignation	Coussinets en deux parties	Coussinets en une partie	Coussinets en une partie
Fixations	avec œillets	avec œillets	coulisseaux en plastique
M	BB101M-1		
L	BB101L-1	BB111L-1	BB112L-1
XL		BB111XL-1	BB112XL-1
	<b>Prix public</b>	<b>Prix public</b>	<b>Prix public</b>
	205,00	205,00	205,00



BB101



BB111



BB112

### Appui-mollets pour chaise de douche

Références	Hauteur de la sangle	Longueur de la sangle	Largeur du siège	Prix public
BB216-22M	10 cm	42 cm	40 cm	125,00
BB218-22M	10 cm	47 cm	45 cm	125,00
BB220-22M	10 cm	53 cm	51 cm	125,00



BB116

## ACCESSOIRES

### Capots de ceintures

		Prix public	
Cache de recharge pour bouton à pousser standard Bouton d'ouverture : Ø22 cm	FS018E-1	45,00	Pour sangles de 4 cm
	FS019E-1	45,00	Pour sangles de 5 cm
Capot à accès limité Bouton d'ouverture : Ø14 mm	FS018D-1	45,00	Pour sangles de 4 cm
	FS019D-1	45,00	Pour sangles de 5 cm
Capot de sécurité Bouton d'ouverture : Ø6 mm	FS018C-1	45,00	Pour sangles de 4 cm
	FS019C-1	45,00	Pour sangles de 5 cm
Capot de sécurité pour ceinture de taille XS Bouton d'ouverture : Ø6 mm	FS029C-1	45,00	Pour sangles de 2,5 cm



FS018E-1  
FS019E-1



FS018D-1  
FS019D-1



FS018C-1  
FS019C-1



FS029C-1

### Anses d'ouverture

		Prix public	
Anses d'ouverture	FS200	30,00	Pour boucles Rehab Latch (vendues par 10)



FS200

### Extrémités métalliques pour ceintures

			La paire	Prix public	Par lot de 10 paires	Prix public
<b>-B1</b> Flat-Mount	Pour ceintures XS	25 mm	HKA1-R-1	30,00	HKA1-R-10	200,00
	Pour ceintures S et M	38 mm	HKA1-G-1		HKA1-G-10	
	Pour ceintures L	50 mm	HKA1-B-1		HKA1-B-10	
<b>-B2</b> Cinch-Mount	Pour ceintures XS	25 mm	HKA2-R-1	50,00	HKA2-R-10	380,00
	Pour ceintures S et M	38 mm	HKA2-G-1		HKA2-G-10	
	Pour ceintures L	50 mm	HKA2-B-1		HKA2-B-10	



HKA1-R  
HKA1-G  
HKA1-B



HKA2-R  
HKA2-G  
HKA2-B

### Extrémités plastiques pour harnais

			La paire	Prix public
Boucle à came		Compatible avec sangle de 2,5 cm	FS032-2	50,00
Boucle à came		Compatible avec sangle de 4 cm	FS033-2	
Boucle à came		Compatible avec sangle de 5 cm	FS034-2	
Flat-mount plastique <b>-B5</b>	25 mm	Compatible avec sangle de 2,5 cm	HKA31-25MM-1	30,00
Flat-mount plastique <b>-B5</b>	38 mm	Compatible avec sangle de 4 cm	HKA31-38MM-1	
Flat-mount plastique <b>-B5</b>	50 mm	Compatible avec sangle de 5 cm	HKA31-50MM-1	
Flat-mount plastique <b>-B5</b> Lot de 10 paires	25 mm	Compatible avec sangle de 2,5 cm	HKA31-25MM-10	200,00
Cinch-mount plastique <b>-B6</b>	25 mm	Compatible avec sangle de 2,5 cm	HKA32-25MM-1	50,00
Cinch-mount plastique <b>-B6</b> Lot de 10 paires	25 mm	Compatible avec sangle de 2,5 cm	HKA32-25MM-10	380,00
Lanière à oeillet	38 mm		SH025-2	50,00
Lanières supérieures de harnais	25 mm	Pour harnais Stayflex, Pivotfit et Trimline	SH030-2	65,00
Lanières inférieures de harnais	25 mm	Pour harnais Stayflex	SH303XL-2	50,00



FS032  
FS033  
FS034



HKA31  
(-B5)



HKA32  
(-B6)




SH025




SH030

## FIXATIONS / ACCESSOIRES


### Type de châssis




**Tube rond**  
Ø19, 22, 25, 29,  
30, 32 mm




**Tube ovale**  
Fauteuils roulants  
Quickie  
27 mm x 33 mm




**Toile fixée sur tube**  
Inserts de vis sur le  
dessus du tube



**Inserts latéraux**  
Inserts filetés sur le  
côté



**Rails en T - 6mm**  
Permobil, Netti



**Rails en T - 10mm**  
Invacare, Motion  
concepts, Quantum

### Fixations

		La paire	Prix public
Colliers FrameSaver <i>Incompatible avec Evoflex</i> <i>Type de châssis A, D</i>	Collier de Ø25 mm + cale pour Ø22 mm	HW303-B-2	30,00
	Cale pour Ø19 mm	HW303-19SHIM-2	30,00
Colliers FrameSaver <i>Lot de 5 paires</i>	Collier de Ø25 mm + cale pour Ø22 mm	HW303-B-10	120,00
	Cale pour Ø19 mm	HW303-19SHIM-10	120,00
Band Clamp <i>Type de châssis : A, B, C, D</i>	Collier de serrage Ø22 mm	HW320-22-2	50,00
	Collier de serrage Ø25 mm	HW320-25-2	50,00
	Collier de serrage ovale, 27 x 33 mm	HW320-27X33-2	50,00
	Collier de serrage Ø29 mm	HW320-29-2	50,00
	Collier de serrage Ø30 mm	HW320-30-2	50,00
	Collier de serrage Ø32 mm	HW320-32-2	50,00
	Collier de serrage Ø22 mm	HW320-22-10	200,00
Band Clamp <i>Lot de 5 paires</i>	Collier de serrage Ø25 mm	HW320-25-10	200,00
	Collier de serrage ovale, 27 x 33 mm	HW320-27X33-10	200,00
	Collier de serrage Ø29 mm	HW320-29-10	200,00
	Collier de serrage Ø30 mm	HW320-30-10	200,00
	Collier de serrage Ø32 mm	HW320-32-10	200,00
Frame Clamp <i>Type de châssis : A, C</i>	Collier à mâchoire ouverte Ø22 mm	HW310-22-A-2	90,00
	Collier à mâchoire ouverte Ø25 mm	HW310-25-A-2	90,00
Frame Clamp <i>Lot de 5 paires</i>	Collier à mâchoire ouverte Ø22 mm	HW310-22-A-10	360,00
	Collier à mâchoire ouverte Ø25 mm	HW310-25-A-10	360,00
Kit de fixation T-slot 6 mm extrémités métalliques <i>Type de châssis : E</i>	Montage direct de ceintures ou harnais (sangles inférieures) dans les rails d'assise du fauteuil - largeur tête T : 6 mm	HKA6-12MM-1	30,00
Kit de fixation T-slot 6 mm extrémités en plastique <i>Type de châssis : E</i>	Montage direct de ceintures ou harnais (sangles inférieures) dans les rails d'assise du fauteuil - largeur tête T : 6 mm	HKA6-14MM-1	30,00
Kit de fixation T-slot 6 mm extrémités métalliques <i>Lot de 10 paires</i>	Montage direct de ceintures ou harnais (sangles inférieures) dans les rails d'assise du fauteuil - largeur tête T : 6 mm	HKA6-12MM-10	200,00
Kit de fixation T-slot 6 mm extrémités en plastique <i>Lot de 10 paires</i>	Montage direct de ceintures ou harnais (sangles inférieures) dans les rails d'assise du fauteuil - largeur tête T : 6 mm	HKA6-14MM-10	200,00
Kit de fixation T-slot 10 mm extrémités métalliques <i>Type de châssis : F</i>	Montage direct de ceintures ou harnais (sangles inférieures) dans les rails d'assise du fauteuil - largeur tête T : 10 mm	HKA10-14MM-1	30,00
Kit de fixation T-slot 10 mm extrémités en plastique <i>Type de châssis : F</i>	Montage direct de ceintures ou harnais (sangles inférieures) dans les rails d'assise du fauteuil - largeur tête T : 10 mm	HKA10-19MM-1	30,00
Kit de fixation T-slot 10 mm extrémités métalliques <i>Lot de 10 paires</i>	Montage direct de ceintures ou harnais (sangles inférieures) dans les rails d'assise du fauteuil - largeur tête T : 10 mm	HKA10-14MM-10	200,00
Kit de fixation T-slot 10 mm extrémités en plastique <i>Lot de 10 paires</i>	Montage direct de ceintures ou harnais (sangles inférieures) dans les rails d'assise du fauteuil - largeur tête T : 10 mm	HKA10-19MM-10	200,00
Supports de fixation au siège 90° <i>Type de châssis : C</i>	Solution de montage pour fauteuil sur assise (toile ou rigide), <b>angle à 90°</b>	HW200-90-2	75,00
Supports de fixation au siège 20° <i>Type de châssis : D</i>	Solution de montage pour fauteuil sur assise (toile ou rigide), <b>angle à 20°</b>	HW200-20-2	75,00
Boutons fixations optionnelles Ø38 mm		FA812-BP-2	45,00
Pont et boucle de fixation	Pour une paire de maintiens de chevilles Ankle Huggers	FT200AS-1	75,00



HW303-B-2



HW320



HW310



HKA6



HKA10



HW200-90-2



HW200-20-2



FA812-BP-2



FT200AS-1

## FIXATIONS / ACCESSOIRES

### Accessoires complémentaires

Extension de montage pour Evoflex, la paire		EBE100	75,00
Extension de montage pour Evoflex <i>Lot de 10 paires</i>		EBE100-10	350,00
Adaptateur de montage	Pour guides de sangle 18 cm	HW105S-1	65,00
Adaptateur de montage	Pour guides de sangle 27 cm	HW105L-1	65,00
Molletons amovibles pour ceinture de hanche, la paire	Longueur 20 cm	PD304-2	120,00
Molletons amovibles pour ceinture de hanche, la paire	Longueur 25 cm, à mettre sur sangle de ceintures	PD305-2	120,00
Molletons amovibles pour ceinture de hanche, la paire	Longueur 31 cm, à mettre sur sangle de ceintures	PD306-2	120,00
Pack de visserie	Pour guides de fauteuil Corpus Permobil	HW101P-1	35,00
Vis et disques supplémentaires <i>Lot de 10 paires</i>	Pour Evoflex	HKA11-10	200,00



EBE100



PD304  
PD305  
PD306



HKA11-10



HW101P-1



PD304  
PD305  
PD306

### Autres accessoires

Coffret de montage avec outils	Cf catalogue Bodypoint	BMR-41	700,00
Anneau composé des différentes boucles		BMR-46	300,00
Outil d'étalonnage	Pour mesure des tubes & diamètres	BMR-42	35,00
Outil d'étalonnage <i>Lot de 10 unités</i>	Pour mesure des tubes & diamètres	BMR-42-10	200,00
Plateau 7 joysticks	Tige de 1/4" (6,4 mm)	BMR-27	350,00
Anneau de 7 joysticks	Tige de 1/4" (6,4 mm)	BMR-45	300,00



BMR-41



BMR-42



BMR-27



BMR-45