



Optimale grip in alle omstandigheden / Une traction optimale en toutes circonstances

De actieve gebruiker zal helemaal te vinden zijn voor het aantrekkelijke design en de krachtige motoren van de Invacare **FDX**. De voorwielaandrijving en de **G-Trac**®-technologie bieden een goede wendbaarheid en een perfecte beheersing van de rijrichting. De **FDX** is uitgerust met een multiverstelbare en multiconfigureerbare zitunit. Een compacte versie (< 600 mm totale breedte) is eveneens beschikbaar.

*Séduisant et puissant, le fauteuil électrique Invacare **FDX** ne laissera pas indifférents les utilisateurs actifs! La conduite sur roues avant motrices combinée avec la technologie **G-Trac**® offre une excellente maniabilité en intérieur et une parfaite maîtrise de la trajectoire en toutes circonstances. Le **FDX** est équipée d'assises multi-réglables et multi-configurables. Une version compacte (< 600 mm largeur totale) est disponible.*



Yes, you can.®



Wendbaarheid / Maniabilité

Deze rolstoel met voorwielaandrijving biedt goede manoeuvreerbaarheid, zowel binnen als buiten. Kleinere voorwielen zijn mogelijk als optie.

La conception du fauteuil avec roues avant motrices offre d'excellentes performances en termes de manoeuvrabilité en intérieur comme en extérieur. Des roues avant plus petites sont disponibles en option.

G-Trac® – alles loopt op wieltjes ! / comme sur des rails !

Het **G-Trac**-systeem werkt zoals een elektronisch kompas en biedt uitstekende rijcapaciteiten. **G-Trac** geeft een veilig en comfortabel gevoel, en is minder vermoeiend voor de gebruiker.

*Le dispositif **G-Trac** opère comme une boussole électronique offrant d'excellentes capacités de conduite. **G-Trac** procure une sensation de conduite sécurisante, confortable et moins fatigante pour l'utilisateur.*

Onderhoudsgemak / Facilité d'entretien

Het onderhoud van de **FDX** verloopt vlot doordat de batterijen, de elektronische onderdelen en de motoren gemakkelijk toegankelijk zijn.

*Invacare a conçu le **FDX** pour en faciliter la maintenance en permettant un accès facile aux composants électroniques, aux batteries et aux moteurs.*

Opties / Options



Compact

Totale breedte / Largeur hors tout < 600 mm.



Centrale beensteun

voor een actieve zitpositie (90°).

Repose-jambes central

pour une posture d'assise plus active (90°).



Afzonderlijke beensteunen

Wegklapbaar, hoek- en hoogteverstelbaar. Manueel of elektrisch verstelbare versie.

Repose-jambes séparés

Escamotables, réglables en angle et en hauteur. Version manuelle ou électrique.

Opties / Options**Elektrische rughoekverstelling**

Max. 30°. Zorgt voor betere verdeling van de drukpunten.

Inclinaison électrique du dossier

Max. 30°. Permet d'augmenter la répartition des points de pression.

**Onderhoud & Service**

Onderdelen en batterij zijn gemakkelijk toegankelijk.

Entretien & Maintenance

Les composants et la batterie sont faciles à accéder.

Beweegbare achterwielophanging

De achterwielen hebben vering om schokken op te vangen en om een goede aandrijving te verzekeren.

Bras arrière articulés

Le train arrière est doté de suspensions pour absorber les chocs et garantir une bonne traction.













**Elektrische zitlift en -kanteling**

De **FDX** is uitgerust met een zitlift van 300 mm, inclusief een zitkanteling van 0° tot 28°.

Lift et inclinaison électrique à translation de l'assise

Le **FDX** est doté d'une élévation électrique de 300 mm (lift), incluant une inclinaison d'assise à translation de 0° à 28°.

Technische gegevens / Données techniques

 Invacare FDX Easy Adapt [®] zit / Assise Easy Adapt [®]	390 - 620 mm	 380 - 530 mm	 0° - 30°	 550 mm	 1060 mm	 465 / 470 / 480 mm ¹	 250 - 340 mm / 290 - 380 mm
	 595 mm ² 640 mm ³						
Invacare FDX Easy Adapt [®] zit / Assise Easy Adapt [®]	 60 Ah (C20)	 1400 mm	 60 mm	 14% (8°)	 2 x 250 W ⁷ 2 x 340 W ⁸	 32 km ⁹	 6 km/h 10 km/h



- 1/ Grond tot zitplaat zonder kussen /
Du sol vers la plaque d'assise, sans coussin
- 2/ Aandrijfwielen 12 1/2, versie 6 km/u /
Roues motrices 12 1/2, version 6 km/h
- 3/ Aandrijfwielen 14, versie 10 km/u /
Roues motrices 14, version 10 km/h
- 4/ Afhankelijk van type beensteun /
Dépend du type de repose-jambes
- 5/ Elektrische zitkanteling /
Inclinaison électrique de l'assise

- 6/ Afhankelijk van configuratie /
Dépend de la configuration
- 7/ Versie 6 km/u / *Version 6 km/h*
- 8/ Versie 10 km/u / *Version 10 km/h*
- 9/ Autonomie kan sterk variëren, volgens de rijomstandigheden; ISO 7176-4:2008 Test, deel 4 - TÜV-testen /
L'autonomie peut varier de façon importante en fonction de l'utilisation et de l'environnement. Test ISO 7176-4 :2008 partie 4 - Tests TÜV

Kleur frame / Couleurs châssis



Electric Red /
Rouge électrique



Metallic Silver /
Argent métallique

Invacare N.V.
 Autobaan 22 . 8210 Loppem
 Belgium
 Tel. + 32 (0)50 – 83 10 10
 Fax. + 32 (0)50 – 83 10 11
 Email : belgium@invacare.com
www.invacare.be

© 2012 Invacare International Sàrl
 Alle rechten voorbehouden.
 Tous droits réservés.

Alle informatie wordt juist geacht ten tijden van druk. Invacare behoudt het recht productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentation de ce produit.

FDX - BE - 03/2012



Meer informatie, technische details, referenties en opties vindt u in de gebruikershandleiding op onze website. /
Pour plus d'informations, de détails techniques, références et autres options, veuillez vous référer au manuel d'utilisation du fauteuil sur notre site web.



Yes, you can.®