



Yes, you can.®

Invacare NV
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

Invacare® alber® erivo

Elektronische duwhulpaandrijving voor manuele rolstoelen



- Max. gebruikersgewicht: 150 kg
- Algemene garantie: 2 jaar; Accu's: 1 jaar

Datum:

Referentie:

Verdeler:

Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje Standaard optie Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
1594813	<input type="checkbox"/>	alber erivo R10 6,4 km/u, Kleur Grijs Bediening rechts, omkeerbaar rechts/links, batterij 11 Ah	2.800,00	Promo
1594814	<input type="checkbox"/>	alber erivo R11 pro 6,4 km/U, Kleur Grijs Bediening rechts, omkeerbaar rechts/links, batterij 30,15 Ah en verlichtingsset	3.350,00	Promo
ACCESSOIRES				
1594975	<input type="checkbox"/>	Verlichtingsset (2x koplampen, 2x achterlichten, 2x reflectoren)	150,00	
KENMERKEN				
<ul style="list-style-type: none"> - LiNX programmeerbare elektronica met intrekbare, omkeerbare bedieningssteun - Snelheid 6 km/u - Standaard 1 accu van 11 Ah, bereik tot 17 km (accu van 30,15 Ah optioneel beschikbaar) - 12,5" zwarte pneumatische achterwielen, 8" zwarte PU-voorwielen - Totale breedte: 620 mm - Zitbreedte: 450 mm - Zitdiepte: 470 mm - Rughoogte: 450 mm - Opklapbare armleningen - Achterwielvering - Reflecterende strip op de rugleuning - Gewicht van de stoel: 27,3 kg zonder batterijen 				