



# viaplus

Duw- en remhulp



MADE IN GERMANY 



Goedgekeurd medisch  
hulpmiddel

*Een **Rea<sup>®</sup> Clematis<sup>®</sup> Pro, Azalea<sup>®</sup> of Dahlia<sup>®</sup>**  
rolstoel gemakkelijk duwen of remmen*



## Het duw- en remhulpsysteem voor passieve/kantelrolstoelen

Kantelrolstoelen bieden veel comfort voor gebruikers, maar het is soms moeilijk om deze stoelen door de begeleider te duwen. Het duwen en remmen van een *Invacare® Rea® Azalea®* en *Clematis® Pro* en *Dahlia®* comfortrolstoel is nu gemakkelijk en eenvoudig, zowel bergop als bergaf dankzij de **viaplus** duw- en remhulp. Deze technische hulp en het intuïtieve rijden zijn eenvoudig en praktisch te beheren, waardoor de begeleider moeiteloos en in alle veiligheid lange afstanden kan afleggen.

Ook op hellingen zorgt de **viaplus** voor optimaal comfort en veiligheid dankzij het automatische remsysteem. Het intelligente veersysteem zorgt voor een comfortabele en stille rit, compenseert automatisch wegvervormingen en zorgt ervoor dat de wielen altijd in contact blijven met de grond.

Het ingenieuze dempingssysteem van de **viaplus** maakt het mogelijk om de aandrijfwielen in en uit te schakelen door simpelweg een pedaal in te drukken, waardoor het gebruik wordt vereenvoudigt.

Deze kenmerken vergemakkelijken het werk van de begeleiders en vergroten de mobiliteit en vrijheid van de patiënt.

De **viaplus** kan ook in woonzorgcentra worden gebruikt. Met dit apparaat wordt het duwen van rolstoelen een moeiteloze taak en verlicht het de werklast voor zorgverleners.

## Functies behouden



De **viaplus** aandrijffunit past perfect onder de frames van de *Invacare® Rea® Azalea®, Clematis® Pro* en *Dahlia®* comfortstoelen (hoogte 45 cm). Dankzij het kleine formaat blijven de zit- en rugleuningkanteling van de stoel behouden, waardoor alle voordelen van deze eigenschappen behouden blijven. De **viaplus** kan na een wandeling eenvoudig op de rolstoel blijven zitten zonder het gebruik van zijn functies te beperken.



## Makkelijk te duwen. Makkelijk te gebruiken.

De rijbesturing van de **viaplus** past zich aan de handgreep van de huidige rolstoel aan zonder het gebruik van rolstoelfuncties te belemmeren. De rolstoel wordt voortbewogen door een lichte druk van de duim op de bedieningshendel, waardoor zelfs tijdens lange ritten moeiteloos gebruik wordt gemaakt. De achteruitversnelling wordt ingeschakeld door de trekker omhoog te trekken. Voor manoeuvres thuis zonder de **viaplus** kunnen de aandrijfwielen eenvoudig worden opgetild door het pedaal in te drukken.

## Houd de controle met één hand.

Alle functies zijn duidelijk aangegeven op de handige, antislip bediening die met één hand te bedienen is. De oplaadbare batterij van de **viaplus** bevindt zich discreet onder de stoelzitting en is krachtig genoeg om lange wandelingen mee te maken. De accu's kunnen snel en eenvoudig worden opgeladen met behulp van de acculader die zich automatisch aanpast aan de netspanning.



Vrijloop



Aan/uit en snelheidsaanpassing



Accu



## Technische gegevens

Max. belastend gewicht	120 kg (max. gebruikersgewicht)
Snelheid	6 km/u
Bereik*	16 km
Accu	2 x 12 V, 12Ah
Bergopwaarts en bergafwaarts vermogen	10 %
Gewicht	
Accu	6,0 kg
Aandrijfeenheid	10,7 kg
Bediening	0,3 kg
Totaal gewicht	17 kg

\* Afhankelijk van bodem, gebruiker en topografie

### Max. gewicht viaplus

Max. gebruikersgewicht	120 kg
Max. totaalgewicht (inclusief: viaplus, rolstoel, gebruiker)	170 kg

## Ideaal voor transport

Binnen enkele seconden kan de **viaplus** zonder gereedschap in drie delen worden gedemonteerd en kan hij gemakkelijk worden opgeborgen en vervoerd in een kofferbak of bagageruimte.



Invacare NV  
 Autobaan 22  
 8210 Loppem, België  
 Tel. : +32 (0)50 83 10 10  
[marketingbelgium@invacare.com](mailto:marketingbelgium@invacare.com)  
[www.invacare.be](http://www.invacare.be)

